

Behandlare: Sample report

Patient:

Kön:

Ålder:

IgG

Referencenummer US:

Typ av prov: Blodprovskort

Födelsedatum:

Datum för provtagning:


Mottagit:

Färdig:

CLIA #: 50D0965661


COLA accredited

Säd / bönor / nötter




Mjolkprodukter


Stammar från nötkreatur och kor,




Ägg



Diverse



Kryddor



© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Stephen Markus, MD

	0	I	II	III	IV
IgA (mg/L)	<1.95	≥1.95-3.90	>3.90-15.60	>15.60-29.90	>29.90
IgG (mg/L)	<2.50	≥2.50-5.00	>5.00-20.30	>20.30-47.10	>47.10
IgG4 (mg/L)	<1.20	≥1.20-4.70	>4.70-18.80	>18.80-37.50	>37.50
	Ingen reaktion	Låg	Moderat	Hög	Mycket hög

US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekteras genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklades och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerat eller godkänd av US Food and Drug Administration.

Behandlare: Sample report

Patient:

Kön:

Ålder:

IgG

Referencenummer US:

Typ av prov: Blodprovskort

Födelsedatum:

Datum för provtagning:


Mottagit:

Färdig:


CLIA #: 50D0965661

COLA accredited

Grönsaker



Frukt



© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Stephen Markus, MD

	0	I	II	III	IV
IgA (mg/L)	<1.95	≥1.95-3.90	>3.90-15.60	>15.60-29.90	>29.90
IgG (mg/L)	<2.50	≥2.50-5.00	>5.00-20.30	>20.30-47.10	>47.10
IgG4 (mg/L)	<1.20	≥1.20-4.70	>4.70-18.80	>18.80-37.50	>37.50
	Ingen reaktion	Låg	Moderat	Hög	Mycket hög

US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekteras genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklades och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerat eller godkänd av US Food and Drug Administration.